

Radni nalog br: 0213-26

Korisnik: HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU

Datum: 03.06.2026.

Adresa: Petrova 3, 10000 Zagreb

Datum prijave: 03.06.2026.

Uređaj: G-7883

Ser. br: 51/74368995 ESB: 147

Održava: Eurokontakt

Status: Ostalo

Opis kvara:

Male bočice nisu dovoljno dobro oprane.

Velike boce uredno oprane

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	03.06.2026.	PT1	Putni trošak 1	1	KOM
2	03.06.2026.	RS	Radni sati	5	KOM
3	03.06.2026.	002189	Set donje prskalice G7883 Miele	1	KOM

Napomena serviseru:

Nakon izvršenog redovnog godišnjeg preventivnog servisa prema službenom protokolu proizvođača Miele odrađenog 19.03.2026. Sredinom mjeseca Svibnja na odjelu Praonice laboratorijskog suđa korisnik je uočio zamućenje na staklenim mini bočicama. U svrhu otklanjanja sumnje na neispravnost rada perilice, poduzete su sljedeće servisne radnje: Zamijenjena je prskalice uređaja. Ispran je i odzračen kompletan sustav doziranja medija. Pokrenuto je više testnih ciklusa na različitim programima pranja. Kako je rezultat pranja ostao nepromijenjen, u dogovoru s voditeljicom odjela otvoren je potpuno novi, originalno zapakirani set staklenih bočica. Nasumičnim pregledom novih bočica iz paketa (prije doticaja s uređajem i procesom pranja) utvrđeno je da gotovo svaka staklena bočica ima vidljivo tvorničko oštećenje, mikro-ogrebotine ili zamućenje unutarnje stijenke same strukture stakla. Zaključak: Uređaj Miele G 7883 je tehnički potpuno ispravan, parametri pranja (temperatura, doziranje, pritisak) su unutar tvorničkih normi i uređaj radi bez greške. Problem sa zamućenjem ne proizlazi iz procesa strojnog pranja, već je uzrokovan tvorničkim nedostatkom ili lošom kvalitetom same serije staklene ambalaže

Predao Mario Petravić	Ovjerio	Datum izvršenja 03.06.2026.
	 Snjezana Lazić	

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa serviseru